

ABH[®]-LA Series

旭中空糸型血液透析濾過器 ABH-LA

- 生体適合性及び抗血栓性に優れています。
- アルブミンの漏出を抑えたタイプです。



ABH[®]-LA Series

旭中空糸型血液透析濾過器 ABH-LA



アルブミンの漏出を抑制したヘモダイアフィルタ

性能

銘柄	UFR (mL/mmHg/hr)	クリアランス (mL/min)			
		尿素	クレアチニン	リン酸	ビタミン B ₁₂
ABH-13LA	64	194	195	178	131
ABH-15LA	71	197	197	184	143
ABH-18LA	82	198	198	189	150
ABH-22LA	96	199	199	192	162
ABH-26LA	110	200	200	196	171

● UFR 測定条件：牛血 (Ht=32±2%、TP=6.0±0.5g/dL、Q_B=200mL/min、Q_D=0mL/min)

● クリアランス測定条件：水系 (Q_B=200mL/min、Q_D=500mL/min、Q_F=0mL/min)

仕様

銘柄	膜面積 (m ²)	血液容量 (mL)	容器寸法 (mm x mm φ)	最高使用圧力	滅菌法
ABH-13LA	1.3	81	334×38	66kPa (500mmHg)	γ線滅菌
ABH-15LA	1.5	92	334×41		
ABH-18LA	1.8	110	334×43		
ABH-22LA	2.2	131	334×47		
ABH-26LA	2.6	152	334×50		

● β₂-MG SC=0.84 Alb SC≤0.01

SC 測定条件：牛血漿 (TP=6.0±0.5g/dL、Q_B=200mL/min、Q_F=30mL/min/m²)

● ホローファイバー 材質：ポリスルホン 内径：200μm 膜厚：43μm

● ウェットタイプ

治療条件によっては、アルブミン等の蛋白質の損失量が多くなる可能性があるため、患者さんの状態や血清アルブミン値を観察してください。

医療従事者向け
情報サイト(血液透析)



旭化成メディカル株式会社

〒100-0006

東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー

TEL: 03-6699-3771

www.asahikasei-medical.co.jp

