

優れた中分子溶質除去能を持つ
ビタミンE固定化ポリスルホンダイアライザー



VitabranE[®] VPS-HA[®] Series

中空糸型透析器 旭ビタブレン

- ・ポリスルホン膜の内表面にビタミンEを固定化しました。
- ・ハウジング形状とウェービング系により小分子溶質の高い除去性能を実現しました。

Vitabran[®] VPS-HA[®] Series



中空糸型透析器 旭ビタブレン

性能

銘柄	UFR (mL/mmHg/hr)	クリアランス (mL/min)			
		尿素	クレアチニン	リン酸	ビタミン B ₁₂
VPS-08HA	40	184	175	155	103
VPS-11HA	51	190	183	170	119
VPS-13HA	57	194	187	177	129
VPS-15HA	63	196	190	182	138
VPS-18HA	71	197	193	187	148
VPS-21HA	74	198	194	189	156

- UFR測定条件：牛血漿 (TP=6.5±0.5g/dL、Q_B=200mL/min、TMP=50mmHg)
- クリアランス測定条件：水系(Q_B=200mL/min、Q_D=500mL/min、TMP=0mmHg)

仕様

銘柄	膜面積 (m ²)	血液容量 (mL)	容器寸法 (mm x mmφ)	最高使用圧力	滅菌法
VPS-08HA	0.8	48	334×31	66kPa (500mmHg)	γ線滅菌
VPS-11HA	1.1	59	334×34		
VPS-13HA	1.3	71	334×38		
VPS-15HA	1.5	82	334×41		
VPS-18HA	1.8	95	334×43		
VPS-21HA	2.1	112	334×47		

- β₂-MG SC=0.82 測定条件：牛血漿 (TP=6.5±0.5 g/dL、Q_B=200mL/min、Q_F=10mL/min/m²)
- Alb SC≤0.01 (BCG法) 測定条件：牛血漿 (TP=6.0~6.5 g/dL、Q_B=200mL/min、Q_F=10mL/min/m²)
- 中空糸 材質：ポリスルホン 内径：185μm 膜厚：45μm
- ウェットタイプ

医療従事者向け
情報サイト(血液透析)



旭化成メディカル株式会社

〒100-0006

東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー

TEL: 03-6699-3771

www.asahikasei-medical.co.jp

